


LOTTO 1

	DITTE OFFERENTI	BIO-OPTIKA	LABINDUSTRIA	MECCANICA	QUIRE	VIGEO
1 formaldeide in soluzione acquosa al 4%, tamponata a Ph 7 con fosfato, idoneo alla conservazione dei campioni istologici: <b>CONTENITORE PRERIEMPIUTO CON VOLUME DI FORMALINA DI CIRCA 20 ML.</b>		NON IDONEO (per volume non ripondente a quanto richiesto nel capitolato, infatti offre contenitori preriempiuti con 10 ml di formalina contenitori preriempiuti con 20 ml di tampone	NON IDONEO per l'uso a cui sono destinati (durante le prove tutti i campioni perdono liquido durante la manovra di apertura del rubinetto )	IDONEO	IDONEO	IDONEO

PUNTEGGIO	MAX	MECCANICA	QUIRE	VIGEO
SICUREZZA SISTEMA ANTI REFLUSSO	MAX 20 PUNTI	20	20	20
FACILITA DELLA MANOVRA DI CORRETTA CHIUSURA	MAX 20 PUNTI	20	20	20
MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA DI USO	MAX 20 PUNTI	10	20	20
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 15 PUNTI	15	15	15
COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELLE ISTRUZIONI PER L'USO	MAX 5 PUNTI	5	5	5
<b>TOTALE</b>	<b>MAX 80 PUNTI</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Il Dispositivo della Meccanica risulta essere molto poco maneggevole per via della presenza di un componente (anello di sicurezza superiore) che deve essere inizialmente rimosso.

Dott. Angelo Cando  
 DSSA De Luigi  
 DSSA   
 (IL RESPONSABILE)



LOTTO 3

formaldeide in soluzione acuosa al 4%, tamponata a Ph 7 con fosfato, idoneo alla conservazione dei campioni istologici. CONTENITORE PREREMPIUTO CON VOLUME DI FORMALINA IN RANGE TRA 55 ML E 95 ML	DITTE OFFERENTI	BIOPTIKA	DIAPATH	KALTEK	LABOINDUSTRIA	MECCANICA GM	QUIRE	VIGEO
		IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO

	MAX	BIOPTIKA	DIAPATH	KALTEK	LABOINDUSTRIA	MECCANICA GM	QUIRE	VIGEO
PUNTEGGIO								
SICUREZZA SISTEMA ANTI REFLESSO	MAX 20 PUNTI	20	20	20	20	20	20	20
FACILITA DELLA MANOVRA DI CORRETTA CHIUSURA	MAX 20 PUNTI	10	20	20	20	20	20	20
MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA DI USO	MAX 20 PUNTI	10	12	20	10	10	20	20
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 15 PUNTI	15	15	15	15	15	15	15
COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELLE ISTRUZIONI PER L'USO	MAX 5 PUNTI	5	5	5	5	5	5	5
TOTALE	MAX 80 PUNTI	60	72	80	70	70	80	80

**BIO-OPTIKA:** si è assegnato mediere al parametro facilità della manovra di corretta chiusura e al parametro maneggevolezza e praticità d'uso in quanto è necessario ruotare i tappi nella posizione indicata nelle istruzioni (la freccia deve coincidere prima con la lettera O e poi con la lettera C). Il tutto risulta assolutamente poco pratico

**DIAPATH:** si è assegnato sufficiente al parametro maneggevolezza e praticità d'uso in quanto è necessario rimuovere la pellicola di protezione e la presenza di due contenitori separati rende l'utilizzo più laborioso

**LABOINDUSTRIA:** si è assegnato mediocre al parametro maneggevolezza e praticità d'uso in quanto per l'utilizzo è necessario rimuovere la fascetta di sicurezza e inserire il perforatore nelle scanalature indicate.

Il Dispositivo della Meccanica risulta essere molto poco maneggevole per via della presenza di un componente (anello di sicurezza superiore) che deve essere inizialmente rimosso.

DOUT- Angelo (enello)  
 DRSSA D. Luma  
 DRSSA  
 (c.c. PRISA DEUTE)

LOTTO 4

formaldeide in soluzione acuosaa al 4%, tamponata a Ph 7 con fosfato, idoneo alla conservazione dei campioni istologici. CONTENITORE PRERIEMPITO CON VOLUME DI FORMALINA di circa 180 ml	DITTE OFFERENTI	BIOPTIKA	DIAPATH
		IDONEO	NON IDONEO ( PER VOLUME DI FORMALINA NON RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO, PRESENTANO UN CONTENITORE CON VOLUME DI FORMALINA DI 110 ML)

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>MAX</b>	<b>BIOPTIKA</b>
SICUREZZA SISTEMA ANTI REFUSSO	MAX 20 PUNTI	20
FACILITA DELLA MANOVRA DI CORRETTA CHIUSURA	MAX 20 PUNTI	10
MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA DI USO	MAX 20 PUNTI	10
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 15 PUNTI	15
COMPLETEZZA E CHIAREZZA DELLE ISTRUZIONI PER L'USO	MAX 5 PUNTI	5
<b>TOTALE</b>	<b>MAX 80 PUNTI</b>	<b>60</b>

**BIO-OPTIKA:** si è assegnato mediocre al parametro facilità della manovra di corretta chiusura e al parametro maneggevolezza e praticità d'uso in quanto è necessario ruotare i tappi nella posizione indicata nelle istruzioni (la freccia deve coincidere prima con la lettera O e poi con la lettera C). Il tutto risulta assolutamente poco pratico

*Dr. Angelo Canobbio*

*DRSSA De Vito*

*DRSSA [Signature]*


*(in Presidenza)*

LOTTO 5

formaldeide in soluzione acuosu al 4%, tamponata a P con fosfato, idoneo alla conservazione dei campioni istologici. CONTENITORE PRERIEMPITO CON VOLUME DI FORMALINA di circa 300 ml	DITTE OFFERENTI	LABOINDUSTRIA	MECCANICA GM
		IDONEO	NON IDONEO (per volume non ripondente a quanto richiesto nel capitolato)


PUNTEGGIO	MAX	LABOINDUSTRIA
SICUREZZA SISTEMA ANTI REFLUSSO	MAX 20 PUNTI	20
FACILITA DELLA MANOVRA DI CORRETTA CHIUSURA	MAX 20 PUNTI	20
MANEGGEVOLEZZA E PRATICITA DI USO	MAX 20 PUNTI	10
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 15 PUNTI	15
COMPLETEZZA E CHIAREZZA D ISTRUZIONI PER L'USO	MAX 5 PUNTI	5
<b>TOTALE</b>	<b>MAX 80 PUNTI</b>	<b>70</b>

LABOINDUSTRIA: si è assegnato mediocre al parametro maneggevolezza e praticità d'uso in quanto per l'utilizzo è necessario inserire il perforatore nelle scanalature indicate avendo cura di tenere le punte verso l'alto

DOTT. Angelo Cernito  
 DRESSA  
 DRESSA  
 DRESSA  
  
 (per saperne)

lotto 6

		DITTE OFFERENTI	DIAPATH	MECCANICA GM
6	CONTENITORE PRERIEMPITO CON FORMALINA DA 500 ML CIRCA PER IL CONTENIMENTO DI CASSETTE ORGANIZZATE DI BIOPSIE PROSTATICHE		IDONEO	IDONEO

DOTT. Angelo Cerasolo  
 DSSA D.lli  
~~DSSA~~  
  
 CC. P. (P. P. P.)