

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA D'INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA (PREANALITICA E POST ANALITICA, CHIMICA CLINICA, IMMUNOMETRIA E PROTEINE SPECIFICHE).

Il giorno 21-07-2023 in Pescara, via Fonte Romana, presso la UOC di Laboratorio Analisi Cliniche, alle ore 08:45, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con Delibera n° 811 del 23 Maggio 2023.

Sono presenti:

Dott.ssa Gilda Angelini (Presidente)

Dott.ssa Elisabetta Tarantino (Componente)

Dott. Andrea Balbinot (Componente).

La commissione riprende e conclude la valutazione dei criteri a punteggio e con l'assegnazione dei punti alle due Ditte partecipanti:

- BECKMAN COULTER SRL
- ROCHE DIAGNOSTICS SPA

Sulla tabella sono riportati i punti assegnati a ciascuna ditta.

Relativamente al **criterio 18**: "Immunometria: Modalità adottate per minimizzare eventuale inquinamento o carry over", si valuta con un giudizio più alto la Roche in quanto minimizza al massimo l'eventuale inquinamento o carry over grazie all'utilizzo di puntali e cospette monouso, mentre la Beckman presenta un sistema di lavaggio, tale per cui il trascinamento tra campioni non è del tutto escluso (trascinamento <10 ppm (10 mg/L)).

Relativamente al **criterio 20**: "Immunometria: prelievo in unica soluzione del campione necessario per l'esecuzione di tutti i test richiesti in modo da liberare subito la provetta per i test di Chimica Clinica urgenti", si osserva che la ditta Beckman risponde in modo coerente al criterio ("Il sistema UniCel DxI 800 preleva dalla provetta primaria un'aliquota di campione in un'unica soluzione e la trasferisce in una cuvetta interna all'analizzatore. Il volume di aliquota del campione prelevato sarà quello necessario per l'esecuzione di tutti i test richiesti e delle eventuali personalizzazioni. In questo modo la provetta verrà subito rilasciata e sarà disponibile per i test di chimica clinica urgenti, o per altri test di laboratorio"). Invece la ditta Roche dichiara che "Cobas® pro <e801> permette di prelevare tramite puntali monouso, l'aliquota di campione necessaria per eseguire ogni singolo test, questo perché l'ago campione preleva e dispensa il campione nelle cuvette monouso in cui avviene la reazione con il reagente specifico per ogni test" pertanto non argomenta in merito alla possibilità di prelevare dalla provetta campione in unica soluzione allo scopo di liberare subito la provetta e renderla disponibile per le analisi di Chimica Clinica. Pertanto alla Roche il punteggio non viene assegnato.

Relativamente al **criterio 21**: "Immunometria: maggior numero di metodiche caricabili a bordo macchina per singolo modulo analitico", la Roche risponde dichiarando 200 metodiche ma trattasi di probabile refuso dato che nella relazione tecnica del cobas 8000 <e 801> al punto 1.1 *Usa previsto e vantaggi del sistema* (pag.4) si

dichiara che i canali reagenti sono 48 e che pertanto “ogni modulo e 801 può caricare fino a 48 reagenti in linea”. Inoltre viene precisato che lo strumento “può memorizzare fino a 200 metodiche”.

Relativamente al **criterio 31**: Middleware: Postazione di lavoro in grado di garantire un totale controllo del processo e degli analizzatori collegati al middleware. Relazionare e allegare documentazione a supporto che spieghi le modalità di configurazione e di utilizzo.” Si valuta con un giudizio più alto la Beckman poiché la proposta offerta prevede una postazione multischermo dalla quale poter prendere possesso delle consolle degli analizzatori; Viene inoltre notevolmente apprezzato il video tutorial esplicativo della funzionalità, che la Beckman allega come documentazione.

Relativamente al **criterio 33**: Middleware: Monitoraggio e visualizzazione delle informazioni attraverso Dashboard interattive, personalizzabili da ogni utente, e costantemente aggiornate in tempo reale. Particolare focus sulla gestione dei campioni non conformi. Relazionare e allegare documentazione a supporto che spieghi le modalità di configurazione e di utilizzo.”, la commissione valuta con un giudizio più alto la Beckman per aver relazionato in modo più esaustivo sulla gestione dei campioni non conformi e per aver fornito un video tutorial esplicativo della funzionalità.

Relativamente al **criterio 36**: “Sicurezza dei dati: Saranno valutate le misure adottate dalla ditta in merito ai punti specificati all’art. 25 del presente Capitolato (Relazionare”), La commissione esprime una valutazione più alta alla Beckman per aver argomentato in modo puntuale e più dettagliato.

Il presidente, alle ore 14:00, dichiara conclusa la seduta.

Dott.ssa Gilda Angelini (Presidente)

Dott.ssa Elisabetta Tarantino (Componente)

Dott. Andrea Balbinot (Componente)

