



**AZIENDA U.S.L. DI PESCARA**  
**VOLUMI SACCHE/SIRINGHE**

**DC 03 PO 01/562**

Rev 04/2014

Pag 1 di 1

**Mod.4**

Al fine di rispettare il volume delle sacche, prima di aggiungere il farmaco alla sacca, eliminare il quantitativo di fisiologica (o glucosata) dalla sacca stessa ogni volta che il volume di farmaco da aggiungere supera i seguenti quantitativi:

<b>Sacca da allestire</b>	<b>Volume massimo tollerabile</b>
Sacca da 500 ml	10 ml
Sacca da 250 ml	5 ml
Sacca da 100 ml	3 ml
Sacca da 50 ml	3 ml

**Evitare di riempire le siringhe per oltre i  $\frac{3}{4}$  del volume massimo:**

<b>Siringa da allestire</b>	<b>Volume massimo di riempimento</b>
Siringa da 60ml	45ml
Siringa da 30ml	22,5ml
Siringa da 10ml	7,5ml
Siringa da 5ml	3,75ml
Siringa da 2,5ml	1,87ml
Siringa da 1ml	0,75ml

Si possono riempire i flaconi di fisiologica o glucosata con ulteriore soluzione fino ad arrivare ad un volume massimo di :

<b>Sacca da allestire</b>	<b>Volume massimo tollerabile</b>
Sacca da 500 ml	150 ml
Sacca da 250 ml	100ml
Sacca da 100 ml	50 ml