

<b>ALLEGATO B</b>	
<b>DESCRIZIONE DISPOSITIVO</b>	
<b>1</b>	<b>LOTTO 1</b>
1.1	Siringa 1ml m/uso sterile tubercolina ago 26g 10mm circa con meccanismo di protezione da punture accidentali
<b>2</b>	<b>LOTTO 2 – aggiudicazione a lotto intero</b>
2.1	Siringa m/uso sterile 2/3ml cono centrale ago 22G 16mm circa con meccanismo di protezione da punture accidentali
2.2	Siringa m/uso sterile 5/6ml cono centrale ago 21G 40mm circa con meccanismo di protezione da punture accidentali
2.3	Siringa m/uso sterile 10/12ml cono centrale ago 21G 40mm circa con meccanismo di protezione da punture accidentali
<b>3</b>	<b>LOTTO 3</b>
3.1	Siringa m/uso sterile 20 ml con ago con meccanismo di protezione da punture accidentali
<b>4</b>	<b>LOTTO 4</b>
4.1	Siringa m/uso 0.5ML 50U.I s/spazio morto ago 29G 12/13mm con meccanismo di protezione da punture accidentali (uso ospedaliero)
<b>5</b>	<b>LOTTO 5</b>
5.1	Siringa m/uso 50/60 ml cono catetere senza ago
<b>6</b>	<b>LOTTO 6</b>
6.1	Siringa m/uso 1ml senza ago
	1
<b>7</b>	<b>LOTTO 7 – aggiudicazione a lotto intero</b>
7.1	Siringa m/uso 2/3 ml senza ago

7.2	Siringa m/uso 5 ml senza ago
7.3	Siringa m/uso 10 ml senza ago cono centrale
7.4	Siringa m/uso 20 ml senza ago cono eccentrico
<b>8</b>	<b>LOTTO 8 – aggiudicazione a lotto intero</b>
8.1	Siringa m/uso cono luer lock centrale senza ago 2/3ml
8.2	Siringa m/uso cono luer lock centrale senza ago 5ml
8.3	Siringa m/uso cono luer lock centrale senza ago 10ml
8.4	Siringa m/uso cono luer lock centrale senza ago 20ml
8.5	Siringa m/uso cono luer lock centrale senza ago 30ml
8.6	Siringa m/uso cono luer lock centrale senza ago 50/60ml
<b>9</b>	<b>LOTTO 9</b>
9.1	Siringa m/uso 0.5ml 50U.I s/spazio morto ago 29G 12/13mm (pazienti afferenti servizi diabetologia)