

CAPITOLATO TECNICO

relativo alla procedura aperta inerente la fornitura di “ materiale per medicazione in TNT per uso chirurgico per le esigenze dei PP.OO. dell’Ausl di Pescara”

L’oggetto della gara è costituito dal materiale in TNT per uso chirurgico classe IIS costituito dalle PEZZE LAPAROTOMICHE, COMPRESSE E TAMPONI CON FILO sotto riportate:

- pezze laparotomiche in TNT con filo radiopaco classe IIS cm. 10x60 circa in confezione da 5 pezze
- pezze laparotomiche in TNT con filo radiopaco classe IIS cm. 40x40 circa in confezione da 5 pezze
- pezze laparotomiche in TNT con filo radiopaco classe IIS cm. 40x60 circa in confezione da 2 pezze in confezione da 2 pezze
- compresse piegate in TNT con filo radiopaco classe IIS cm. 10x10 circa - 4 strati in confezione da 5 pezzi
- compresse piegate in TNT con filo radiopaco classe IIS cm. 10x10 circa - 6 strati in confezione da 5 pezzi
- compresse piegate in TNT con filo radiopaco classe IIS cm. 10x10 circa - 8 strati in confezione da 5 pezzi
- compresse piegate in TNT con filo radiopaco classe IIS cm. 7,5x7,5 circa - 6 strati in confezione da 5 pezzi
- tamponi rotondi in TNT con filo radiopaco classe IIS diametro 20 mm. circa in confezione da 5 pezzi
- tamponi rotondi in TNT con filo radiopaco classe IIS diametro 30 mm. circa in confezione da 5 pezzi
- tamponi rotondi in TNT con filo radiopaco classe IIS diametro 40 mm. circa in confezione da 5 pezzi

CARATTERISTICHE GENERALI: latex free, con filo radiopaco fissato al tessuto per tutta la lunghezza di pezze, compresse e tamponi e non solo su un angolo delle stesse; le pezze laparotomiche, multistrato, se cucite dovranno avere i bordi piegati all’interno per evitare sfilacciature; nessun filo o fibra deve essere rilasciato in cavità durante l’uso chirurgico.

TAMPONI (con elastico)	peso non inferiore a 40 g/mq
COMPRESSE PIEGATE	peso non inferiore a 70 g/mq
PEZZE LAPAROTOMICHE	peso non inferiore a 110 g/mq

Le grammature si intendono per singolo strato o per multistrato termosaldato.

CONFEZIONAMENTO

Confezione primaria in doppio contenitore sterile, con doppio talloncino per la tracciabilità/controllo numerico con due etichette autoadesive poste non a diretto contatto con la medicazione; etichetta riportante il numero di pezzi, la misura, la dimensione, la dicitura “sterile”, il lotto di produzione, la data di scadenza e tutto quanto previsto dalla F.U. vigente; le singole buste sterili dovranno essere contenute in un imballo multiplo idoneo a conservare la catena della sterilità dal magazzino centrale, al magazzino del reparto, al tavolo della sala operatoria.