

## VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

**RDO APERTA N. 4018619, AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) D. LGS N. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI 3 STERILIZZATRICI AL PLASMA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE SALE OPERATORIE OCULISTICHE DEI PP. OO DI PESCARA E PENNE**

---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 11,00, presso la Direzione Medica del PO di Pescara, si riunisce la Commissione tecnica di gara costituita per la valutazione delle offerte tecniche relative alla fornitura di cui in argomento, nominata con Delibera N. 531 del 19/03/2024.

Sono presenti:

- Dott. Fabrizio Cedrone (Presidente)
- Dott. Bruno Santacroce (Componente)
- Dott. Dario Rinaldi (Componente)

### Premesso

Che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, art.108 del D. Lgs. numero 36/2023 sulla base di punteggi e di parametri idoneamente individuati;

Che per affidare la fornitura in epigrafe è stata indetta la RDO aperta n.4018619;

Che la gara è articolata in un unico lotto;

### Accertato che

entro il termine stabilito risulta essere ammessa una sola offerta;

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i componenti dichiara validamente aperta la seduta e, alle ore 11:10, apre la seduta riservata destinata alla valutazione della documentazione tecnica presentata.

La Commissione da atto dell'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione confermando i contenuti delle dichiarazioni già sottoscritte.

La Commissione, quindi, procede alla lettura degli atti di gara; preso atto del contenuto di tali documenti, in particolare di quanto disposto relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, e ai criteri di valutazione come individuati nel capitolato speciale di gara, si procede con la valutazione dell'unica offerta pervenuta, alla quale vengono attribuiti i punteggi di cui alle tabelle in allegato, ed ivi motivati.

**Si assegnano i seguenti punteggi tecnici:**

**OFTATECH SRL                      70**

Al termine delle operazioni di gara, la Commissione dispone:

- di dare atto che costituisce parte integrale e sostanziale del presente verbale unico l'Allegato nr. 1, relativo alle griglie compilate con le valutazioni tecniche;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere al RUP il presente verbale per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 11.30, pertanto, il Presidente dichiara chiusa la seduta della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto,

Dott. Fabrizio Cedrone (Presidente)



Dott. Bruno Santacroce (Componente)



Dott. Dario Rinaldi (Componente)



STERILIZZATRICI AL PLASMA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE SALE OPERATORIE OCULISTICHE DEI PP. OO DI PESCARA E PENNE

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO	OFTATECH
Praticità di utilizzo (ergonomia e funzionalità)	D	10 Ottima ergonomia e funzionalità
Velocità di sterilizzazione	P	10 La velocità di sterilizzazione è: MIN 7 MINUTI- 36 MINUTI MAX in base alla modalità di sterilizzazione scelta dall'operatore.
Concentrazione di perossido di idrogeno (H2O2) < 60 % = 5 punti ≥ 60% = 2 punti	T	5 La concentrazione di perossido d'idrogeno della sterilizzatrice STERLINK FPS15s Plus si colloca in un range di 58-59.5% quindi inferiore al 60%.
Pronta disponibilità post-trattamento	D	10 La sterilizzatrice STERLINK FPS15s Plus non ha bisogno di un processo di raffreddamento degli strumenti post sterilizzazione in quando lavora a bassa temperatura (57°C). Gli strumenti sono immediatamente pronti all'uso a fine ciclo.
Ingombro e dimensioni contenute	P	10 La sterilizzatrice STERLINK FPS15s Plus è classificata come DA BANCO proprio per le sue dimensioni contenute e dalla possibilità di essere posizionata su un carrello dedicato così da ingombrare uno spazio ridotto ed essere facilmente collocabile in qualsiasi sala operatoria. Dimensioni STERLINK: 433x614x437 (L x P x H; mm) È possibile posizionare la sterilizzatrice anche su un piano di lavoro diverso dal carrello purché predisposto per il peso della stessa.
Tracciabilità ciclo	D	10 La sterilizzatrice STERLINK dispone di un sistema di tracciamento dei cicli di sterilizzazione ITS (Instrument Tracking system) che grazie alla possibilità di collegare la macchina ad internet tramite TP-LINK o cavo LAN permette di tracciare, memorizzare e monitorare costantemente i dati di sterilizzazione in remoto.
Servizio di assistenza e manutenzione	D	5 Per le urgenze o per black-out dello strumento l'intervento tecnico viene effettuato entro il minor tempo possibile (max 24 ore) dal momento della segnalazione ovvero per via telefonica al nostro centralino 071/9941030 e attraverso e-mail info@oftatech.it. Tutti i ricambi e le operazioni di assistenza sono comprese nel periodo di garanzia.
Estensione garanzia full-risk Ulteriori 12 mesi (fino a 36 mesi) = 5 punti Ulteriori 24 mesi (fino a 48 mesi) = 10 punti	T	0 garanzia valida per 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo avente esito positivo relativamente alla manutenzione preventiva e correttiva.
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>60</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>70</b>